

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę asortymentu do przeprowadzania badań kontrastowych  
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2022**

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

**W związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, OFERUJEMY:**

**PAKIET 1  
Wkłady do kontrastu do Pracowni Tomografii Komputerowej**

Lp	Asortyment	jednostka miary	ilość j. m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1	<p><b>Wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha.</b> Zestaw mocowany za pomocą adapterów 100 ml i 200 ml, zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wkład do kontrastu o pojemności 200ml,</li> <li>b) wkład do soli o pojemności 100 ml,</li> <li>c) ostrze typu „SPIKE” – 2 sztuki,</li> <li>d) słomka do nabierania kontrastu - 2 szt</li> <li>d) złącze niskociśnieniowe z trójnikiem Y, spiralne, o długości 150 – 250cm.</li> </ul> <p>Zestaw jednorazowy, sterylny.</p>	zestaw	3 500						
2	<p><b>Złącze niskociśnieniowe z trójnikiem Y</b> (ramiona różnej długości). Złącze spiralne, o długości 150-250 cm, z jedną zastawką antyzwrotną. Złącze jednorazowe, sterylne, kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha.</p>	sztuka	2 000						

3	<b>Dren prosty</b> - złącze spiralne o długości 150 cm, bez zastawek antyzwrotnych - złącze jednorazowe, sterylne - złącze kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha - maksymalne ciśnienie 375 psi	sztuka	1 000							
<b>WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)</b>										
<b>WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)</b>										

PAKIET 2

Wkłady do kontrastu do Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Lp	Asortyment	jednostka miary	ilość j. m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1	<p><b>Wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP</b>                      Zestaw mocowany bezpośrednio do urządzenia, zawiera:                      a) wkład do kontrastu o pojemności 65 ml,                      b) wkład do soli o pojemności 115 ml,                      c) ostrze typu „SPIKE” – 2 sztuki,                      d) słomki do nabierania kontrastu - 2 sztuki,                      e) złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y, spiralne, o długości 150 – 250cm                      Zestaw jednorazowy, sterylny.</p>	zestaw	1000						
<b>WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)</b>									
<b>WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)</b>									